

バイオ医薬品精製用 分離剤・カラム

MabSpeed™ ChromSpeed™ XtalSpeed™

発売キャンペーン

バイオ医薬品精製用分離剤ChromSpeed™のスクリーニングカラムの発売を開始いたしました。新製品の販売を記念して、下記期間中は対象製品をお得な価格にてご提供いたします。

期間中は最大
35%OFF

対象製品

＜プロセス精製用＞

- ◆ Protein A アフィニティ担体 MabSpeed™シリーズ
- ◆ イオン交換分離剤 ChromSpeed™シリーズ

商品	アフィニティ	イオン交換			
	MabSpeed™ rP	S	Q	CM	DA
母体構造	メタクリル系ハードゲル				
リガンド/ 官能基	rProtein-A	-SO ₃ ⁻	-N(CH ₃) ₃ ⁺	-COO ⁻	-N(CH ₃) ₂
粒径 (μm)	35,45	30, 60			



＜蛋白質構造解析用分析・分取カラム＞

- ◆ イオン交換クロマトカラム XtalSpeed™シリーズ



キャンペーン期間

2014年11月1日 ～ 2015年3月31日

 三菱化学株式会社

イオン交換樹脂事業部

〒100-8251 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号

TEL: 03-6748-7146 FAX: 03-3286-1209

Web: <http://www.diaion.com/>

販売店

キャンペーン価格一覧

◆ Protein A アフィニティ担体 MabSpeed™シリーズ

品名	粒径	包装単位	通常価格(円)	キャンペーン価格(円)
rP102	45μm	100mL	200,000	180,000
rP111	35μm	100mL	300,000	270,000

New!!

※100mL以外の容量についてはお問い合わせください

◆ イオン交換分離剤 ChromSpeed™シリーズ

➤ 分離剤

品名	粒径	包装単位	通常価格(円)	キャンペーン価格(円)
103シリーズ (S,Q,CM,DA)	60μm	500mL	100,000	90,000
101シリーズ (S,Q,CM,DA)	30μm	500mL	160,000	144,000

※500mL以外の容量についてはお問い合わせください

➤ スクリーニングカラム New!!

品名	製品内容		通常価格(円)	キャンペーン価格(円)
ChromSpeed スクリーニングカラム (容量1 mL)	103シリーズ	5本セット (S,Q,CM,DA)	15,000	9,800
		4種キット (S,Q,CM,DA 各1本×4種)	15,000	9,800

◆ イオン交換クロマトカラム XtalSpeed™シリーズ

品名	カラムサイズ	カラム体積(mL)	通常価格(円)	キャンペーン価格(円)
DA01	Φ 4.6mm × 50mm	0.8	150,000	98,000
	Φ 7.5mm × 100mm	4.4	500,000	450,000
	Φ 11.5mm × 100mm	10.4	850,000	765,000
SP01	Φ 4.6mm × 50mm	0.8	150,000	98,000
	Φ 7.5mm × 100mm	4.4	500,000	450,000
	Φ 11.5mm × 100mm	10.4	850,000	765,000